


ENDOSKOOPPINEN HUUHTELULETKUSTO KÄSIPUMPULLA



Steriili kertakäyttöinen endoskopialetkusto käsipumpulla. Voidaan yhdistää kahteen nestepussiin. Käsipumpussa on takaiskuventtiili joka estää huuhtelunesteen takaisinvirtauksen.

Tuote nro.	Pituus letku	Materiaali	kpl / laatikko
9740	3,0 m	PP ja PVC*	40

9744	sis. 9740 +kameransuoja 9538 (18x250 cm) +imuletku 9313 (3,5 m)		30
-------------	--	--	----



*Ftalaatiton Medical Grade PVC