







# Imuletkut VALMISTETTU SUOMESSA

Tuote nro.	Letkun koko	Letkun pituus				kpl / laatikko
9302	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	2 m	Kuplaliitin 5,5-11 mm	Kuplaliitin 5,5-11 mm	<b>steriili</b>	100
9303		3,5 m			<b>steriili</b>	70
9322		2 m			tehdaspuhdas	150
9330		2,5 m			tehdaspuhdas	150



9312	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	2 m	 Pehmeä naarasliitin 7,8 mm	 Kuplaliitin 5,5-11 mm	<b>steriili</b>	100
9313		3,5 m			<b>steriili</b>	70
9316		2 m			tehdaspuhdas	150
9317		3,5 m			tehdaspuhdas	100





9325	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	2 m	 Koirasliitin imusäädöllä	 Kuplaliitin 5,5-11 mm	<b>steriili</b>	100
9327		2 m			tehdaspuhdas	100









9392	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	2 m	 Kova koiras liitin	 Kuplaliitin 5,5-11 mm	<b>steriili</b>	100
9394		2 m			tehdaspuhdas	150
9395		3,5 m			tehdaspuhdas	100



9351	Sisähalk. <b>7</b> ulkohalk. <b>10 mm</b>	3,5 m	 Kuplaliitin 7-11 mm	 Kuplaliitin 7-11 mm	<b>steriili</b>	50
------	--	-------	--	--	-----------------	----



9395ALL	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	3 m	 Koiras-liitin irroitettavissa	 Naaras-liitin	tehdaspuhdas	100
9395N	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	3 m	 Koiras-liitin irroitettavissa	 Kuplaliitin 5,5-11 mm	tehdaspuhdas	100

9304	Sisähalk. <b>5,5</b> ulkohalk. <b>8 mm</b>	2 m	 Kuplaliitin 5,5-11 mm	 Suora letkupää 5,5/8 mm	<b>steriili</b>	100
------	---	-----	--	--	-----------------	-----



CE  
0537

**mediman**<sup>®</sup>  
www.mediman.fi

rev. 1/24

Fluorplast Oy, Länsitie 8, 66240 Petolahti  
Puh. 06-347 1500  
mediman@mediman.fi